

COUSSIN D'ASSISE A AIR - POLYAIR

Réf: SYS-P301CM4343

Catégorie: COUSSINS DE POSITIONNEMENT

Sous-catégorie: Assise



DESCRIPTION DU PRODUIT:

Coussin POLYAIR à cellules pneumatiques à air System
Monocompartiment ou bi-compartiment.

Principe de fonctionnement :

L'air se répartit entre les cellules grâce au système de canaux intérieurs de ventilation, permettant ainsi une adaptation à toutes les morphologies et une réduction significative des pressions transcutanées.

L'air circule également à l'extérieur du coussin entre les cellules, garantissant une bonne ventilation et diminuant de ce fait les effets de macération.

Implantation des cellules en « nid d'abeilles » qui permet d'optimiser la surface de contact, assurant ainsi une stabilité et une prévention maximales.

Existe en version mono-compartiment ainsi qu'en version bi-compartiments (pour une meilleure stabilité du patient sur son support, diminuant ainsi les effets de friction & cisaillement).

Coussin fait en latex, matériau dont la souplesse, l'élasticité, et la résistance au déchirement sont très supérieures aux néoprènes et polychloroprènes, pour une durabilité optimale du coussin.

Livré avec son nouveau manomètre électronique, pour un gonflage plus précis, donc plus efficace.

Nombreuses dimensions disponibles.

